

疲れた足を「エアフットマッサージャー ラグーナ」で心地よくリフレッシュ。
安心してご利用ください。

受注センター
フリーダイヤル **0120-884-467**

TEL・FAX・
ホームページでも
承ります。
Tel.0475-33-7101 Fax.0475-33-7102
http://www.tokyo-sunrise.co.jp

◎フリーダイヤル受付時間:年中無休 9:00~18:00 ※携帯電話からもご利用いただけます。
◎クレジットカード払いでのお申し込みも電話で承ります。
◎お申し込みから10日間以内にお届け出来ます。(一部地域を除く)

お客様の個人情報について
ご記入頂きました氏名・住所・TELは商品の発送・関連するアフターサービス・新商品情報のお知らせの為に使用し、これ以外の目的に使用致しません。当社ではこれらの個人情報を適切に保管・管理し、安全且つ適切に取り扱います。

〒114-8555 東京都品川区 299-4290

料金受取人払郵便

茂原局
承認
1241

千葉県長生郡白子町牛込
1856-7

株式会社 東京サライズ

「エアフットマッサージャー ラグーナ」係行

差出有効期間
2021年6月
30日まで

切手不要



| | | |
|---------------------|------|-----|
| お名前 | フリガナ | TEL |
| 〒 | | |
| ※日中連絡先をご記入ください。 TEL | | |

お届け先が上記と異なる場合のみご記入ください。

| | | |
|-----|------|-----|
| お名前 | フリガナ | TEL |
| 〒 | | |

お届け希望日

10:00~12:00 12:00~14:00 14:00~16:00

16:00~18:00 18:00~21:00

※ハガキが到着するまでに数日かかる場合があります。ご希望日にお届けできないこともあります。

取扱店コード

簡単スイッチパネル操作

2通りのコース(合計5種類)からお好みのボタンを押すと、動作が始まります。

足裏コース

疲労回復

足のつま先や側面・足裏のツボを重点的に刺激します。

もみほぐし

つま先からかかとまで、絞り上げるような手揉み感覚でほぐします。

途中で動作を止めたい場合は
停止 ボタンを押して空気が抜けるまで少しお待ちください。

全体コース [足裏からふくらはぎ]

指圧

足全体を包み込み、28個の突起棒と28枚のエアーバックでグーツと加圧します。

つかみもみ

グイグイと加圧と開放の運動を繰り返します。

やすらぎ

適度な加圧なので初めてご使用する場合におすすめです。

強さの調節 [2段階]

強 ● ● 弱

強さ

ボタンを押すごとに強弱が切り替わります。お好みに合わせてください。選択すると赤くランプが点灯します。

Q&A 「ラグーナ」に関してのご質問

主電源はどこにありますか？

本体側面の電源コードのとなりにあります。



タイマー機能はありますか？

15分タイマーが内蔵されており、操作ボタンを押すと始動します。本側面
運転作中、他の選択コースに変更した場合には、当初のタイマー時間が一度リセット
されますので、使用時間にお気をつけください。

作動中に「コツコツ」と音がするのは何の音ですか？

エアバックに少しずつ空気を送り込んでいるため、このような作動音が聞こえます。

アフターサービスの窓口はどこ？

お買い上げ日などわかる資料をご用意のうえ
弊社またはメーカー(ツカモトエイム株式会社)へお問い合わせください。

身長に関係なく、どなたでもフィットする 角度調節機能付き。

イスの高さや足の長さに応じて
角度調節が可能なリクライニング機能。
90°~120°の無段階可倒式で、
どなたでもフィットします。



ふくらはぎから
足裏まで
極上の
マッサージ体験

webでチェック!!



LAGUNA

エアフットマッサージャー
ラグーナ JGF-800

使い方いろいろ



手技感覚の揉み効果で、疲れた足と脚をリフレッシュ。

長時間の立ち仕事や、運動、家事等でむくんで疲れた足を、エアバックでしっかり包み込み、指圧と、もみマッサージで、心地よくほぐします。足全体の血行を良くし、1日の疲れをリフレッシュ！筋肉の疲れも和らげます。


エアバッグを手技のように操るAHT[®]を搭載。
部位ごとに力の入れ具合、揉み具合を変えて
マッサージできる画期的な新システムです。

※AERO HAND TECHNOLOGY

これまでのエアマッサージ機は、エアバッグ内の空気膨張・収縮が同時だった為にバッグ同士がぶつかり合い、圧力が相殺されて、効果的なマッサージができなかったというのが現状でした。こうした技術的な欠点を補うべく開発されたのが「ラグーナ」のAHT (AERO HAND TECHNOLOGY) です。

これは、28個のエアバッグ内にある空気膨張と収縮時間をズレるようにコントロールすることができる画期的な新システム。

バッグ同士がぶつかることなく、部位ごとに強い圧力が掛かることで、人間の手技に限りなく近いマッサージャーへと進化・変貌を遂げました。



ふくらはぎ

エアバッグ 4枚×2(左右)
指圧突起棒 4個×2(左右)
左右の大きめのエアバッグがふくらはぎをすっぽりと包み込んで、ギュッとつかみ揉みます。背面にある上下4つの指圧突起がふくらはぎをグイグイと揉みほぐします。




甲

エアバッグ 4枚×2(左右)
ウレタンを装着してフィット感アップした左右のエアバッグが甲をギュッとしほめるようにつかみ揉みます。



つま先

エアバッグ 4枚×2(左右)
上下のエアバッグがつま先をつまみ、ギュッと、しほり上げるようにつかみ揉みます。



足裏

エアバッグ 1枚×2(左右)
指圧突起棒 6個×2(左右)
足裏面に配置された6つの指圧突起をエアバッグがぐーっと押し上げ、足裏をグリグリとマッサージします。



かかと

エアバッグ 1枚×2(左右)
指圧突起棒 6個×2(左右)
疲れが出やすいかかと部分を、左右のエアバッグでつかむように揉みほぐします。

1日30分の使用で1か月あたりの電気代約20円(当社調べ)
※電力量料金単価 26円/kWhで計算

外形寸法



本商品は小売店では販売していません。

1年保証

お買上げ日より1年間(取扱説明書による正常な使用状態)の故障は、無料で修理致します。

アフターサービス

取扱説明書にある保証内容に従い修理致します。

仕様

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 商品名・型番 | ラグーナ・JGF 800 |
| 一般的名称 | 家庭用エアマッサージ器 |
| 医療機器認証番号 | 219AGBZX00022000 |
| 電源・定格消費電力 | AC100V 50/60Hz・50W |
| 定格時間 | 15分 |
| タイマー | 約15分 |
| 外形寸法 | 約幅550x奥行460x高さ485mm |
| 質量 | 約13kg |
| 電源コード長さ | 約2.0m |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 布カバー:ポリエステル94%、ポリウレタン6% |

医療機器製造販売業許可番号 25B2X10001

MADE IN JAPAN

◎印刷物と実物とは多少色味が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

株式会社 東京サンライズ

本社 / 〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込1856-7 TEL.0475-33-7101
千葉物流センター / 〒299-3223 千葉県大網白里市南横川3139-23

総発売元 株式会社 東京サンライズ ツカモトエム株式会社
製造販売元 株式会社 惣田製作所

2019年7月現在

安全に関する注意

ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
○ 次のような方の場合、本製品をご使用にならないでください。
○ 医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓(寒栓)症、重度の静脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎および皮膚感染症など
○ 次のような症状のある方は、ご使用前に医師にご相談ください。
○ ペースメーカーなどの体内埋込型医用電気機器を使用
○ 悪性腫瘍 ○ 心臓障害 ○ 妊娠初期又は出産直後 ○ 糖尿病などの知覚障害
○ 治療部位の創傷 ○ 要安静時 ○ 捻挫、肉離れ
○ 体温38℃以上(急性炎症症状・衰弱時) ○ 骨粗鬆症、脊椎骨折、急性疼痛疾患
○ 医師の治療を受けているとき、身体に異常を感じたときや使用しても効果が現れない場合は、使用を直ちに中止し医師に相談してください。

- 発送業務は日本国内のみに限定させていただきます。
- 商品の交換・返品・キャンセルについて
 - 不具合な点などございましたら弊社までお問い合わせ願います。
 - クーリングオフは適用していません。
 - お客様のご都合による返品はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

ご購入申込書

年 月 日

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| エアフットマッサージャー JGF-800 ラグーナ | 思いきって価格 1台 39,800円(税・送料込) 新税率★適合価格 | 台 |
|---------------------------------|--|---|

支払方法 支払方法を☑してください。ご記入もれにご注意ください。

- 代金引換 商品と商品代金の引換となります。(クレジットカード可)
- 代金後払い(コンビニ・郵便局) 商品到着後、請求書をお送りします。主要なコンビニ・郵便局でお支払いください。
- ご注文時カード払い 事前にカード情報を伺い、決済をおこなう通販専用サービスです。ご購入申込書を確認後、当社よりお問い合わせ申し上げます。日中のご連絡先 TEL ()
- 事前振込み 下記指定口座へお振込ください。振込確認後、商品発送となります。
ゆうちょ銀行 (9900)
〇〇八(ゼロゼロハチ)支店 (008)
普通口座 7331992(1)
名義人 カトウキョウサンライズ
※振込手数料はお客様のご負担をお願いいたします。
※名義人をご確認の上お振込ください。

ご利用可能なカード



※お客様とカード会社の規約に基づきご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。