

「ニューフットウェル」は長い間愛用され続けているロングセラー商品です。

受注センター
フリーダイヤル **0120-884-467**

TEL・FAX・
ホームページでも
承ります。 Tel.0475-33-7101 Fax. 0475-33-7102
https://www.tokyo-sunrise.co.jp

◎フリーダイヤル受付時間:年中無休 9:00~18:00 ※携帯電話からもご利用いただけます。
◎クレジットカード払いでのお申し込みも電話で承ります。

お客様の個人情報について
ご記入頂きました氏名・住所・TELは商品の発送・関連するアフターサービス・新商品情報のお知らせ
のために使用し、これ以外の目的に使用致しません。当社ではこれらの個人情報を適切に保管・管理し、
安全且つ適切に取り扱います。

キリトリ線
郵便はがき
299-4290

料金受取人払郵便
茂原局
承認
1884

差出有効期間
2026年5月
31日まで
切手不要



お名前	フリガナ	TEL
ご住所	フリガナ	〒
※日中連絡先をご記入ください。 TEL		

お届け先が上記と異なる場合のみご記入ください。

お名前	フリガナ	TEL
ご住所	フリガナ	〒

お届け希望日

10:00~12:00 12:00~14:00 14:00~16:00
 16:00~18:00 18:00~21:00

年 月 日

※ハガキが到着するまでに数日かかる場合があります。ご希望日にお届けできないこともあります。

取扱店コード



本商品は小売店では販売しておりません。

1年保証 お買上げ日より1年間(取扱説明書による正常な使用状態)の故障は、無料で修理致します。

アフターサービス 取扱説明書にある保証内容に従い修理致します。

おすすめ
見てわかりやすい足裏反射区の図柄入りビニールカバー。
埃も気にせず便利。セットでご注文いただけます。
※ビニールカバーのお取り付けはお客様ご自身でお願いいたします。



図柄の上に足を
のせてみてください。
足ツボの位置が
一目瞭然。

※ビニールカバーに印字されている
足裏反射区の図柄となります。



※神経痛・筋肉痛

足の裏の 深呼吸。



NEW FOOT WELL

ニューフットウェル
MD-1800S

webでチェック!!



使い方がいい



心地よい振動マッサージで 全身リフレッシュ。

長距離歩いた後や、仕事・スポーツ等で疲れた足を
振動マッサージで足全体の血行を良くし、疲れを癒します。

[マッサージャーの使用目的または効果]

- あんま・マッサージの代用
- 疲労の回復を促進
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 血行を良くする
- 神経痛・筋肉痛の緩和

※一般家庭で使用する事



足のうら



足の側面



ふくらはぎ



アキレス腱



腕・手のひら



腰・背中

※腰にご利用する場合、中央の突起が気になる方はバスタオルなどを敷いてご利用ください。
※振動音が気になる方は下にマットなどを敷いてご利用ください。

全面バイブレーション式

- 1秒間に35.8回転(負荷時)という振動による効果的な刺激マッサージ。
- 280個の突起と土踏まず用の大きい突起1個で第二の心臓と言われる足裏を一度にマッサージ。
- 足裏以外にも、アキレス腱・腰・ふくらはぎ・手のひらなど、身体のあらゆる箇所にもマッサージ可能。

スイッチパネルでかんたん操作

- 入/切ボタン●を押してスタート。
- 20分のオートタイマー機能付だから使い過ぎや消し忘れにも安心です。
- 停止したい時には入/切ボタン●を押します。
- 自動ランプ点灯
4段階の弱<<<強の動きを自動的に行います。
- 強さ調節ボタン
4段階の弱<<<強の中からどれか1つの動きを特定することができます。



Q&A 「ニューフットウェル」に関してのご質問

- いつ、どのくらい使うの?
入浴後、血行がよくなっている時がおすすです。20分のオートタイマーをご利用になると便利です。
- アフターサービスの窓口はどこ?
弊社またはメーカー(大東電機工業株式会社 大阪事業所・岡山大東電機工業株式会社)へお問い合わせください。
- 電源が入らなくなってしまったが、主電源はどこですか?
本体を裏返し、左側面に黒いスイッチ(シーソー式)があります。入/切をご確認願います。

インターネットショッピング「やすらぎ工房」でも ご注文いただけます。

方法① 「東京サンライズ」で検索。



東京サンライズのホームページから、TOPページまたは、「お買い物はこちら」ボタンをクリックし、楽天、Yahoo!、Amazonのいずれかを選択。各サイトでご注文いただけます。

方法② 下記QRコードよりご注文いただけます。



楽天




Yahoo!



Amazon

🎁 ラッピング・のし(無料)

ラッピングや熨斗のご希望がございましたらご注文時にお申し付けください。熨斗への表書き等について当社よりご連絡させていただく場合がございます。



1日30分の使用で、1ヵ月当たりの電気代約12円(当社調べ)
※電力料金単価 31円/kWhで計算

仕様

商品名・型番	ニューフットウェル・MD1800S 色:ホワイト・ピンク・ブルー コード:色/グレー・長さ/ストレートコード:コードの長さ約2m(ACキャップ付)
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz・25W
定格時間	20分
オートタイマー	約20分
強さ調節	自動コース・4段階切替
回転数	強:約2150回/分~弱:約1250回/分(負荷時)
外形寸法	幅340×奥行400×高さ190mm
重量	3.6kg
本体材質	ABS樹脂
医療機器認証番号	221AGBZX00206000

第二種医療機器製造販売業許可番号 27B 2X00055

MADE IN CHINA

◎印刷物と実物とは多少色味が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

総発売元 **株式会社 東京サンライズ**
本社/〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込1856-7 TEL.0475-33-7101
千葉物流センター/〒299-3223 千葉県大網白里市南横川13139-23

製造販売元 大東電機工業 株式会社

2024年5月現在

⚠️ 安全に関するご注意

- ◎ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◎次のような人は、必ず医師と相談の上、ご使用ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている時
 - (2) 悪性腫瘍のある人
 - (3) 心臓に障害のある人
 - (4) 生理中や妊娠している人
 - (5) 安静を必要とする人
 - (6) 背骨に異常のある人や曲がっている人
 - (7) かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人
 - (8) 熱の高い人
 - (9) 骨の弱い人(骨粗しょう症など) 事故や体調不良をおこす原因になります。
- 発送業務は日本国内のみに限定させていただきます。
- 商品の交換・返品・キャンセルについて
 - ◎不具合な点などございましたら弊社までお問い合わせ願います。
 - ◎クーリングオフは適用していません。
 - ◎お客様のご都合による返品はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

ご購入申込書

		年	月	日
強力バイブレーター MD1800S ニューフットウェル	思いきって価格1台	ホワイト	台	
	28,800円 (送料・消費税10%込み)	ブルー	台	
		ピンク	台	
強力バイブレーター MD1800S ニューフットウェル + 足裏反分区付ビニールカバー (ビニールカバーは同梱になります)	思いきってセット価格1台	ホワイト	台	
	29,800円 (送料・消費税10%込み)	ブルー	台	
		ピンク	台	

支払方法

- 支払方法を☑してください。ご記入もれにご注意ください。
- 代金引換
商品と商品代金の引換となります。(クレジットカード可)
- 代金後払い(コンビニ・郵便局)
商品到着後、請求書をお送りします。(別送となります) 主要なコンビニ・郵便局でお支払いください。
※振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
※電話番号が必須となります。表面にご記入ください。
- ご注文時カード払い
事前にカード情報を伺い、決済をおこなう通販専用サービスです。ご購入申込書を確認後、弊社より連絡させていただきます。
※電話番号が必須となります。表面にご記入ください。
- 事前振込み
下記指定口座へお振込下さい。振込確認後商品発送となります。
ゆうちょ銀行(9900)
〇〇八(ゼロゼロハチ)支店(008)
普通口座 7331992(1)
名義人 カトウキョウサンライズ
※振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
※名義人をご確認の上お振込ください。

ご利用可能なカード



※お客様とカード会社との規約に基づきご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。