

疲れた身体を「イーズレッグ」で心地よくリフレッシュ。

受注センター
フリーダイヤル

0120-884-467

TEL・FAX・
ホームページでも
承ります。

Tel. 0475-33-7101 Fax. 0475-33-7102
<https://www.tokyo-sunrise.co.jp>

◎フリーダイヤル受付時間:年中無休 9:00～18:00 ※携帯電話からご利用いただけます。
◎クレジットカード払いでのお申し込みも電話で承ります。

お客様の個人情報について
ご記入頂きました氏名・住所・TELは商品の発送・関連するアフターサービス・新商品情報のお知らせ
の為に使用し、これ以外の目的に使用致しません。当社はこれらの個人情報を適切に保管・管理し、
安全且つ適切に取り扱います。

キリトリ線
郵便はがき
299-4290
料金受取人払郵便

茂原局
承認
1782

差出有効期間
2025年
9月30日まで 「フットマッサージャー イーズレッグ」係行

切手不要



お名前	フリガナ	TEL
ご住所	フリガナ 〒	
※日中連絡先をご記入ください。 TEL		

お届け先が上記と異なる場合のみご記入ください。

お名前	フリガナ	TEL
ご住所	フリガナ 〒	

お届け希望日	☐ 10:00～12:00 ☐ 12:00～14:00 ☐ 14:00～16:00 ☐ 16:00～18:00 ☐ 18:00～21:00
年 月 日	

※ハガキが到着するまでに数日かかる場合があります。ご希望日にお届けできないこともあります。

取扱店コード	
--------	--

ふくらはぎから
足裏まで
立体的に
揉みほぐす。

POINT!
1

すねローラー
幅調整機能

つまみを調整すること
で好みの幅に設定する
ことができます。



※画像は全てイメージです。


横から、後ろから、下から。

手もみ感覚のローラー搭載だから、絶妙な力加減、心地よさを追及したローラー。

すねまでしっかり揉みほぐします。


すねローラー

POINT!
2



ひざ下からくるぶし上までのすねをはさみながらローリングマッサージ。新感覚のマッサージをご体感ください。

ふくらはぎローラー



ふくらはぎの後ろをコロコロ回転するローラーでふくらはぎラインに沿ってローリングマッサージ。

モミボード



足の甲をしほりあげるようにしっかりとほぐしマッサージ。

足裏ローラー



足裏を回転するたたきローラーで、足先・かかとを大小の突起でマッサージ。



フットマッサージャー

Ease Leg

MD-8518 イーズレッグ

Check!



TSR

毎日、 あしどり軽やかに。

通勤や座り仕事等でも脚が疲れる。
つかれ・こり・いたみ*。
そんなお悩みをお持ちの方へ。
イーズレッグなら、足全体を立体的にマッサージ。
新体感のマッサージで、疲れをやわらげます。

※神経痛・筋肉痛

すね

ふくらはぎ

足の甲

足裏・足先

※画像は全てイメージです。

⏻
オートオフ
タイマー機能
※10分で自動停止

●●●●●
標準コース
全体しっかりコース
足元しっかりコース
3つのコースから
選べる

⚠
緊急停止
ボタン

標準コース

一定の速度で
脚全体を
マッサージ

全体しっかり
コース

緩急をつけた
速度で脚の上部を
中心に脚全体を
マッサージ

足元
しっかりコース

足の下部を中心に
脚全体を
マッサージ

マッサージャーの
使用目的または効果

- ❖ あんま・マッサージの代用
- ❖ 疲労の回復を促進
- ❖ 筋肉の疲れをとる
- ❖ 筋肉のこりをほぐす
- ❖ 血行を良くする
- ❖ 神経痛・筋肉痛の緩和

※一般家庭で使用する事

インターネットショッピング「やすらぎ工房」でも ご注文いただけます。

方法① 「東京サンライズ」

東京サンライズのホームページから、TOPページまたは、「お買い物はこちら」
ボタンをクリックし、楽天、Yahoo!、Amazonのいずれかを選択。
各サイトでご注文いただけます。

方法② 下記Q Rコードよりご注文いただけます。



楽天



Yahoo!



Amazon

1日30分の使用で1ヵ月あたりの電気代約24円(当社調べ)
※電力料金単価31円/kWhで計算

本商品は小売店では販売しておりません。

1年保証

お買上げ日より1年間
(取扱説明書による正常
な使用状態)の故障は、
無料で修理致します。

アフターサービス

取扱説明書に
ある保証内容に従い
修理致します。



仕様

販 売 名	フットマッサージャー イーズレッグ(Ease Leg)・MD-8518
医 療 機 器 認 証 番 号	301AGBZX00064A01
医 療 機 器 の 種 類	管理医療機器
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器
定 格	AC100V 50/60Hz・50W
定 格 時 間	20分
オ ー ト タ イ マ ー	約10分
も み 回 数	連続:約13回/分
足裏ローラー自転回数	連続:約13回/分
ローラー上下移動速度	連続:約6.4mm/秒
外 形 寸 法	幅約47cm×奥行約42cm×高さ約46cm
質 量	約8.2kg
電 源 コ ー ド 長 さ	約2m
材 質	本体:ABS 樹脂 布カバー:ポリエステル

医療機器製造販売業許可番号 27B2X00055

MADE IN CHINA

◎印刷物と実物とでは多少色味が異なることがあります。あらかじめご了承ください。
※本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。

総発売元 **株式会社 東京サンライズ**
本社/〒299-4202 千葉県長生郡白子町牛込1856-7 TEL:0475-33-7101
千葉物流センター/〒299-3223 千葉県大網白里市南横川13139-23

製造販売元 大東電機工業 株式会社

2023年10月現在

⚠ 安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。

❌ 次のような方の場合、本製品をご使用にならないでください。
◎医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)

⚠ 次のような症状のある方は、ご使用前に医師にご相談ください。
◎ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
◎悪性腫瘍◎心臓障害◎妊娠中や出産直後◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害◎皮膚の創傷◎要安静時◎体温38℃以上の有熱期(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)◎骨粗しょう症◎脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患◎けんしょう炎◎かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人◎本品を使用しても効果がみられない人◎その他医療機関で治療中の人事故や体調不良をおこす原因になります。

- 発送業務は日本国内のみに限定させていただきます。
- 商品の交換・返品・キャンセルについて
- ◎不具合な点などございましたら弊社までお問い合わせ願います。◎クーリングオフは適用しておりません。
- ◎お客様の都合による返品はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。

ご購入申込書

年 月 日

フットマッサージャー
MD-8518

イーズレッグ

ダークブルーグレー
29,800円(税別)
32,780円(税込)
送料込! 台

支払方法 支払方法を☑してください。ご記入もれにご注意ください。

☐ 代金引換 商品と商品代金の引換となります。(クレジットカード可)

☐ 代金後払い
(コンビニ・郵便局) 商品到着後、請求書をお送りします。(別送となります)
主要なコンビニ・郵便局でお支払いください。
※振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
※電話番号が必須となります。表面にご記入ください。

☐ ご注文時カード払い 事前にカード情報を伺い、決済をおこなう通販専用サービスです。
ご購入申込書を確認後、弊社より連絡させていただきます。
※電話番号が必須となります。表面にご記入ください。

☐ 事前振込み 下記指定口座へお振込ください。
振込確認後、商品発送となります。
ゆうちょ銀行(9900)
〇〇八(ゼロゼロハチ)支店(008)
普 通 口 座 7331992(1)
名 義 人 カ)トウキョウサンライズ
※振込手数料はお客様のご負担でお願いいたします。
※名義人をご確認の上お振込ください。

ご利用可能なカード



※お客様とカード会社との規約に基づきご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。