




本商品は小売店では販売しておりません。

1年保証

お買上げ日より1年以内(取扱説明書による正常な使用状態)の故障は、無料で修理致します。
※但し縫製部分は除外させていただきます。

アフターサービス

取扱説明書にある保証内容に従い修理致します。

安全に関するご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 医師の治療を受けているときは、必ず医師とご相談の上、ご使用ください。

癒しと寛ぎのひととき

EXCELLENT TSR-03
FLOOR MASSAGER

フロアマッサージャーエクセレント



受注センター専用フリーダイヤル

0120-953-774

携帯電話からも通話可能です。
受付営業時間 9:30~18:00
受付営業日 平日のみ

※上記以外は電話が繋がらないので
あらかじめご了承ください。

TEL・FAX・ホームページでも承ります。

TEL. 03-5821-7140

FAX. 03-5821-5390

<http://www.tokyo-sunrise.co.jp>

お客様の個人情報について

ご記入頂きました氏名・年齢・住所・TELは商品の発送・関連するアフターサービス・新商品情報のお知らせのために使用し、これ以外の目的に使用しません。
当社はこれらの個人情報を適切に保管・管理し、安全且つ適切に取り扱います。

- 発送地域は日本国内のみとなります。
- 当商品はクーリングオフを適用することができません。また、お客様の都合によるキャンセル及び返品はお受けできません。
- 商品に関するご質問・ご不明な点がございましたら弊社までお問い合わせ願います。

発売元

株式会社 東京サンライズ

〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-12-6サンライズビル
TEL. 03-5821-7140 (本社直通)
FAX. 03-5821-5390
ホームページ <http://www.tokyo-sunrise.co.jp>

製造販売元

大東電機工業株式会社

キリトリ線
郵便はがき

111-8790
053

東京都台東区浅草橋3-12-6
サンライズビル

株式会社 東京サンライズ

「エクセレント TSR-03」係行



キリトリ線

お名前	フリガナ	TEL
ご住所	フリガナ 〒	

※日中連絡先をご記入ください。 TEL

お届け先が上記と異なる場合のみご記入ください。

お名前	フリガナ	TEL
ご住所	フリガナ 〒	


□配達日のご指定はできません。

申込はがきが到着次第、こちらからご連絡を差し上げます。

※一部配達区域によりましては配達時間・曜日が限られており、ご希望に添えない場合がございますのであらかじめご了承ください。

取扱店コード

〔人間工学に基づいた、最高のリラクゼーションを生む快適モジュール。〕



マッサージ機というよりも、
ちょっとお洒落なリビングソファ。

〔空間を損なわないコンパクト&ロータイプ設計。〕



「生活空間のスペースを大きくとる」「部屋のインテリアとマッチしない」「いらない機能が多い」
これまでの家庭用マッサージチェアのイメージというと、大体こんな感じではないでしょうか。
マッサージ機ブームに乗り、各社から様々なマッサージチェアが販売されていますが、
まだまだ機能性だけが先行し、住まいの中で浮いている「特殊な機械」という気がします。
私たち東京サンライズがご提案する「エクセレント TSR-03」は、いらない機能はできるだけ省き、
空間を損なわないコンパクト&ロータイプ設計。お部屋のインテリアにじっくり馴染むデザイン。
また人間工学に基づいた理想的なリラクゼーションを生む座り心地は、
リビングソファとしても充分ご利用いただけます。

最高のリラックスのためにこだわった進化のポイント

カラダにぐいっとフィットする「シーソー構造4つ玉ユニット」搭載。

縦2列に並ぶもみ玉の中間を支点として動くので、もみ玉にかかる体重を4ヶ所で分散し、カラダにフィットする心地よいマッサージが体感できます。

疲れた部分に手が届く。52cmもみ玉ストロークを採用。

2列に並んだ4つ玉が、背筋に沿って上下に約52cm移動しながらしっかりとマッサージします。


疲れに合わせて選べるマッサージバリエーション。

[かんたん操作方法]

上下調節ボタン
同一箇所をマッサージします。

部分上下ボタン
上下約6cm間隔でマッサージします。


[自動コース]
たたき・おし・もみ・ローリングの動作が効果的にプログラムされています。約15分の内蔵タイマーで自動的に停止します。



[お好みコース]

たたき おし もみ ローリング
を選択し 上下調節 部分上下
を押してお好みの場所にもみ玉を
移動させて下さい。

座ったまま、角度調整できる 「ガス式リクライニング機能」



側面のレバー操作でガス圧式による約115°~160°までの無段階リクライニングが可能。座ったまま、自由に調整していただけます。

お好みに合わせて マッサージ強度の調節が可能。



簡単・強さ調節
内蔵バットの取り外しが簡単に行え、体形やお好みに合わせたマッサージ強度の調節が可能です。

スマートに収納可能な ビルドイン・リモコン。



リールコード式
ビルドイン・リモコン
座ったままでも出し入れ簡単。すっきり納まり収納時も邪魔になりません。

コンパクトだから移動も楽々。素材が馴染みやすくお手入れも楽々。




キャスター付だから移動も楽々。
女性の方でも簡単です。
(背面に取っ手が付いています。)



腰クッション標準装備
ソファアとしてご利用の際に
お使いください。



お手入れ方法
汚れが気になる場合は革専用の
クリーナー等で軽くふき取ってください。



チャイルドロック機能あり。
主電源スイッチあり。



オットマン標準装備
(簡単な組立が必要です)
マッサージ機能はありません。

※
1ヶ月あたりの電気代は、わずか約28円。 ※1日30分の使用

お財布にもやさしい、安心設計。

※無負荷時、新電力料金目安単価22円/kw時で計算

次に該当する方は必ず医師に相談のうえ使用してください。

- ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内
植込型医用電子機器を使用している人
- 悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人
- 妊娠中や出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障
害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧
変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているとき
など)

- 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急
性[疼痛性]疾患の人
- 医師からマッサージを禁じられている人(血栓[塞]症、
重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮下組織
の炎症を含む皮膚感染症など)
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
- 本機を使用しても効果がみられない人

守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。

「エクセレント」の配送方法について

軒先渡し(玄関前まで)の配送です。 宅配業者が商品をお届けします。

配送料は商品代金に含まれておりますが、沖縄・離島・一部の地域は、別途配送料等をご負担いただく場合がございます。
具体的な金額については弊社までお問い合わせください。

追加作業

◎開梱設置(室内までの配送・設置)を希望する。

専門の配送業者がお伺いします。 本品の設置をし、残った梱包資材(ダンボール等)の引き下げ作業までいたします。

開梱設置料金:7,000円(税込)～

※一部の地域は開梱設置を受けられない場合がございます。

◎開梱設置 + 不要品引取を希望する。

専門の配送業者が開梱設置にて配送し、ご不要になったマッサージチェア、もしくは同等品(座椅子・ソファ)の引揚・廃棄を行います。

開梱設置 + 不要品引取料:12,000円(税込)～

※追加作業料金については、配送地域や設置場所の条件により異なります。具体的な金額については弊社までお問い合わせください。

仕様

商品名	フロアマッサージャー エクセレント
型番	TSR-03
医療機器認証番号	219AGBZX00140000
定格電圧	AC 100 V
定格周波数	50/60 Hz
定格入力	85W
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
たたき 高さ・幅	約280mm/分・約10cm
おし 高さ・幅	約70mm/分・約10cm
もみ 高さ・幅	約70mm/分・約6cm～約10cm
ローリング 高さ・幅	約40秒(1往復)・約10cm
ローリング 移動距離	約52cm
部分上下距離	約6cm
リクライニング角度	無段階 約115°～約160° (ガス圧式シリンドラー)
外形寸法	リクライニングしていない時 幅約80cm×奥行約87cm×高さ約91cm リクライニングしている時 幅約80cm×奥行約130cm×高さ約47cm
質量	約36kg
電源コード長さ	約2m
張地	合成皮革
付属品	オットマン、腰クッション、ヘッドレスト インナーパッド、アース線(約3m)
医療機器 製造販売業	大東電機工業株式会社 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号
医療機器 製造販売業 許可番号	27B2X00055

MADE IN CHINA

JANコード	49 75287 60146 1
1台箱寸法・重量	幅約82cm×奥行約131cm×高さ約53cm 約52kg

標準価格 138,000円(税込)

- 本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 印刷物と実物では多少色味が異なることがあります。
ご了承ください。
- 2010年11月より商品価格の変更をさせていただきます。
- このカタログの記載内容は2010年11月現在のものです。

ご購入申込書

平成 年 月 日

フロアマッサージャー エクセレント TSR-03

思いきって価格 1台

軒先渡し(玄関前)までの配送＝ **68,000円(税・送料込)**
(税別・本体価格 64,762円) 台

別途追加作業を希望される方はどちらかに☒を入れて下さい

☐ 開梱設置を希望

☐ 開梱設置 + 不要品引取を希望

開梱設置料金・不要品引取代金は、配送地域や設置場所の条件により異なります。
ご選択頂いている方には、弊社より金額のご連絡をさせていただきます。

日中ご連絡先 TEL

支払方法

支払方法を☒してください。ご記入もれにご注意ください。

☐ 代金引換

商品と商品代金の引換となります。
※現金のみのお取り扱いとなる場合がございます。

☐ ご注文時カード払い

事前にカード情報を伺い、決済をおこなう通販専用サービスです。
ご購入申込書を確認後、当社よりお問い合わせ申し上げます。

日中のご連絡先 TEL ()

☐ 事前振込み

下記指定口座へお振込み下さい。振込確認後商品発送となります。

ゆうちょ銀行(9900)
〇〇八(ゼロゼロハチ)支店(008)
口座記号(10010)
普通口座 7331992(1)
名義人 カトウキョウサンライズ

※振込手数料はご負担願います。

ご利用可能なカード(2010年11月現在)



※お客様とカード会社との規約に基づきご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。